



## Exemplu de sistem alfanumeric în cazul numerelor de LOT

Numererele de LOT sunt ordonate alfanumeric, în ordine crescătoare, și se vor citi după cum urmează:

- Ignorați primele două litere (de exemplu, ZL)
- Numărul are 4 poziții, constând în cifre și litere (de exemplu, 0001 sau 002B)
- La început sunt utilizate cifrele de la 1 la 9 (0001-0009), apoi literele de la B la Z (000B-000Z)
- Dacă se ajunge la litera Z, seria de numere este continuată cu următorul interval zecimal, după aceea este utilizată din nou seria de litere (0010-001Z)
- DE EXEMPLU 0001 < 0002 < ... < 0009 < 000B < ... < 000Z < 0010 < 0011 < ... < 001B
- Literele A, E, I, O, Q și U nu se utilizează

În continuare veți regăsi un exemplu mai detaliat.

