



## Beispiel alphanumerische Logik bei LOT-Nummern

Die LOT-Nummern sind alphanumerisch aufsteigend geführt und wie folgt zu lesen:

- Ignorieren Sie die ersten zwei Buchstaben (z.B. ZL)
- Die Zahl hat 4 Stellen, bestehend aus Zahlen und Buchstaben (z.B. 0001 oder 002B)
- Erst werden Zahlen von 1 – 9 verwendet (0001-0009), danach die Buchstaben B – Z (000B-000Z)
- Ist der Buchstabe Z erreicht, wird die Zahlenreihenfolge im nächsten Zehnerschritt weitergeführt, anschliessend wird wieder die Buchstabenreihenfolge verwendet (0010-001Z)
- Z.B. 0001 < 0002 < ... < 0009 < 000B < ... < 000Z < 0010 < 0011 < ... < 001B
- Die Buchstaben A, E, I, O, Q und U werden nicht verwendet

Nachfolgend finden Sie ein ausführliches Beispiel.

