


























## Explicația simbolurilor

Simbol	Descriere/Titlu simbol	Sursă simbol <sup>[1]</sup> / Număr de referință
	Producător	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană/Uniunea Europeană	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Data fabricației	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	A se utiliza până la data	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Cod lot	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Număr catalog	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Serie	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Importator	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Distribuitor	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Fragil, a se manipula cu atenție	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	A se păstra la adăpost de lumina soarelui	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	A se păstra uscat	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Limită de temperatură	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	A nu se reutiliza	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Consultați instrucțiunile de utilizare sau consultați instrucțiunile de utilizare în format electronic	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Atenție	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Conține nano-materiale	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Dispozitiv medical	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Identificator unic al dispozitivului	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Cod de bare al Industriei Medicale	(Health Industry Business Communications Council) Consiliul de Comunicații de Afaceri al Industriei Medicale
	Marcajul CE este declarația producătorului conform căreia produsul îndeplinește cerințele legislației CE aplicabile. Dacă este cazul: Numărul de identificare al Organismului notificat urmează acest simbol.	MDR (EU) 2017/745
	Pentru a indica faptul că este necesară colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).	Directiva 2012/19/EU
<b>Rx ONLY</b>	Legea federală a Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către sau la comanda unui profesionist în medicina dentară.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Sterilizabil în sterilizator cu abur (autoclavă) la temperatură specificată	ISO 21531 / 20
	Cu partea aceasta în sus	ISO 780 / 13
	Limită de stivuire în funcție de masă	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

CE 0123



Manufacturer:  
CANDULOR AG  
Boulevard Lilienthal 8  
8152 Glattpark (Opfikon) / Switzerland  
www.candulor.com

Date information prepared: 2023-01