


























## Förklaring av symboler

| Symbol  | Symboltitel/beskrivning   | Symbolkälla <sup>[1]</sup> /<br>referensnummer |
|---|---|--|
|    | Tillverkare   | ISO 15223 – 1 / 5.1.1                          |
|    | Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen/Europeiska unionen | ISO 15223 – 1 / 5.1.2                          |
|    | Tillverkningsdatum  | ISO 15223 – 1 / 5.1.3                          |
|    | Utgångsdatum  | ISO 15223 – 1 / 5.1.4                          |
|    | Satsnummer  | ISO 15223 – 1 / 5.1.5                          |
|   | Katalognummer   | ISO 15223 – 1 / 5.1.6                          |
|  | Serienummer   | ISO 15223 – 1 / 5.1.7                          |
|  | Importör  | ISO 15223-1 / 5.1.8                            |
|  | Distributör   | ISO 15223 - 1 / 5.1.9                          |
|  | Ömtålig, behandlas varsamt  | ISO 15223 – 1 / 5.3.1                          |
|  | Skyddas mot solljus   | ISO 15223 – 1 / 5.3.2                          |
|  | Förvaras torrt  | ISO 15223 – 1 / 5.3.4                          |
|  | Temperaturbegränsning   | ISO 15223 – 1 / 5.3.7                          |
|  | Får ej återanvändas   | ISO 15223 – 1 / 5.4.2                          |



|   |  |   |
|---|--|---|
|    | Se bruksanvisningen eller elektroniska anvisningar   | ISO 15223 – 1 / 5.4.3                           |
|    | Varning  | ISO 15223 – 1 / 5.4.4                           |
|    | Innehåller nanomaterial  | ISO 15223 – 1 / 5.4.11                          |
|    | Medicinteknisk produkt   | ISO 15223 – 1 / 5.7.7                           |
|    | Unik produktidentifiering  | ISO 15223 – 1 / 5.7.10                          |
|    | Health Industry Bar Code   | Health Industry Business Communications Council |
|    | CE-märket är tillverkarens intyg på att produkten uppfyller kraven i gällande EG-förordning. I förekommande fall: Det anmälda organets identifikationsnummer ska följa denna symbol. | MDR (EU) 2017/745                               |
|  | Indikerar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) samlas in separat.   | Direktiv 2012/19/EU                             |
| <b>Rx ONLY</b>  | Enligt federal (USA) lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination av tandvårdspersonal.  | 21 CFR 801.109(b) (1)                           |
|  | Steriliseras i ångsterilisator (autoklav) vid angiven temperatur   | ISO 21531 / 20                                  |
|  | Denna sida upp   | ISO 780 / 13                                    |
|  | Staplingsgräns per viktprocent   | ISO 780 / 15                                    |

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

