


























Objaśnienie symboli

| Symbol | Nazwa symbolu/Opis | Źródło symbolu ^[1] / Numer referencyjny |
|---|---|---|
|  | Producent | ISO 15223 – 1 / 5.1.1 |
|  | Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej | ISO 15223 – 1 / 5.1.2 |
|  | Data produkcji | ISO 15223 – 1 / 5.1.3 |
|  | Data ważności | ISO 15223 – 1 / 5.1.4 |
|  | Kod partii | ISO 15223 – 1 / 5.1.5 |
|  | Numer katalogowy | ISO 15223 – 1 / 5.1.6 |
|  | Numer seryjny | ISO 15223 – 1 / 5.1.7 |
|  | Importer | ISO 15223-1 / 5.1.8 |
|  | Dystrybutor | ISO 15223 - 1 / 5.1.9 |
|  | Kruchy, obchodzić się ostrożnie | ISO 15223 – 1 / 5.3.1 |
|  | Chronić przed światłem słonecznym | ISO 15223 – 1 / 5.3.2 |
|  | Chronić przed wilgocią | ISO 15223 – 1 / 5.3.4 |
|  | Ograniczenie temperatury | ISO 15223 – 1 / 5.3.7 |
|  | Nie używać ponownie | ISO 15223 – 1 / 5.4.2 |



| | | |
|---|---|--|
|  | Zapoznać się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania | ISO 15223 – 1 / 5.4.3 |
|  | Przeostroga | ISO 15223 – 1 / 5.4.4 |
|  | Zawiera nanomateriały | ISO 15223 – 1 / 5.4.11 |
|  | Wyrób medyczny | ISO 15223 – 1 / 5.7.7 |
|  | Unikalny identyfikator urządzenia | ISO 15223 – 1 / 5.7.10 |
|  | Kod kreskowy HIBCC | Health Industry Business Communications Council (Rada ds. Komunikacji biznesowej w sektorze ochrony zdrowia) |
|  | Oznakowanie CE jest deklaracją producenta dotyczącą tego, że produkt spełnia wymagania obowiązującego prawodawstwa WE. W stosownych przypadkach: numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej powinien znajdować się po tym symbolu. | MDR (EU) 2017/745 |
|  | Wskazanie, że wymagana jest selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). | Dyrektywa 2012/19/EU |
| Rx ONLY | Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zezwala na sprzedaż tego wyrobu lekarzowi stomatologowi lub na zlecenie lekarza stomatologa. | 21 CFR 801.109(b) (1) |
|  | Można sterylizować w sterylizatorze parowym (autoklawie) w określonej temperaturze | ISO 21531 / 20 |
|  | Tą stroną w górę | ISO 780 / 13 |
|  | Limit masy przy ustawieniu piętrowym | ISO 780 / 15 |

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

CE 0123



Manufacturer:
CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
8152 Glattpark (Opfikon) / Switzerland
www.candulor.com

Date information prepared: 2023-01