


## Explication des symboles

Pictogramme	Symbole Titre/Description	Source du symbole <sup>[1]</sup> / Numéro de référence
	Fabricant	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Représentant agréé pour la Communauté Européenne/Union Européenne	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Date de fabrication	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Date limite d'utilisation	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Numéro de lot	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Référence catalogue	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Numéro de série	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Importateur	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Distributeur	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Fragile, manipuler avec soin	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Tenir à l'abri du soleil	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Conserver au sec	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Limite de température	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Ne pas réutiliser	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Attention	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Contient des nanomatériaux	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Dispositifs médicaux	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Identifiant unique du dispositif	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Code-barres de l'industrie de la santé	Health Industry Business Communications Council (Conseil des communications commerciales de l'industrie de la santé)
	Le marquage CE est la déclaration du fabricant que le produit satisfait les exigences de la législation CE applicable Le cas échéant : le numéro d'identification de l'organisme notifié doit suivre ce symbole.	MDR (EU) 2017/745
	Indique que la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) est nécessaire.	Directive 2012/19/EU
<b>Rx ONLY</b>	Les lois fédérales américaines limitent ce dispositif à la vente par ou à la demande d'un professionnel dentaire.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Stérilisable dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) à la température spécifiée	ISO 21531 / 20
	Dans ce sens	ISO 780 / 13
	Limite d'empilage par masse	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

CE 0123



Manufacturer:  
CANDULOR AG  
Boulevard Lilienthal 8  
8152 Glattpark (Opfikon) / Switzerland  
www.candulor.com