


























## Forklaring af symboler

Symbol	Symboltitel/Beskrivelse	Symbolkilde <sup>[1]</sup> / Referencenummer
	Producent	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab/Den Europæiske Union	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Fremstillingsdato	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Udløbsdato	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Batchkode	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Katalognummer	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Serienummer	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Importør	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Distributør	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Skrøbelig, skal håndteres med forsigtighed	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Må ikke udsættes for sollys	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Opbevares tørt	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Temperaturgrænse	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Må ikke genbruges	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Se brugsanvisningen eller den elektroniske brugsanvisning	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Forsigtig	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Indeholder nanomaterialer	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Medicinsk udstyr	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Unik enhedsidentifikation	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Health Industry Bar Code (international strekkodestandard for sundhedssektoren)	Health Industry Business Communications Council (Rådet for virksomhedskommunikation i sundhedssektoren)
	CE-mærkning er producentens erklæring om, at produktet opfylder kravene i den gældende EU-lovgivning. Hvor det er relevant: Identifikationsnummeret på det bemyndigede organ skal følge dette symbol.	MDR (EU) 2017/745
	Angiver, at der kræves særskilt indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).	Direktiv 2012/19/EU
<b>Rx ONLY</b>	Ifølge amerikansk lov må denne anordning kun sælges af en tandlæge eller efter dennes ordination.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Kan steriliseres i en dampsterilisator (autoklave) ved den angivne temperatur	ISO 21531 / 20
	Denne side op	ISO 780 / 13
	Stablingsgrænse efter antal	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages