


























## Forklaring av symboler

Symbol	Symboltittel/-beskrivelse	Symbolkilde <sup>[1]</sup> / referansenummer
	Produsent	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Fullmektig i EF/EU	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Produksjonsdato	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Siste forbruksdato	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Typebetegnelse	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Katalognummer	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Serienummer	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Importør	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Driftspartner	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Ømtålig, håndteres med forsiktighet	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Beskyttes mot sollys	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Oppbevares tørt	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Grenseverdier for temperatur	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Må ikke gjenbrukes	ISO 15223 – 1 / 5.4.2

	Følg bruksanvisningen eller følg elektronisk bruksanvisning.	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Forsiktig	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Inneholder nano-materialer	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Medisinsk utstyr	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Entydig produktidentifikasjon	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Helsenæringens strekkode	Health Industry Business Communications Council (Helsenæringens bedriftskommunikasjonsråd)
	CE-merking er produsentens erklæring av at produktet oppfyller kravene i gjeldende EU-lovgivning. Hvis det er relevant: Identifiseringsnummeret til det meldte organet skal følge dette symbolet.	MDR (EU) 2017/745
	Henvising til den skilte samlingen av gamle elektro- og elektronikkapparater (WEEE)	Retningslinje 2012/19/EU
<b>Rx ONLY</b>	Etter amerikansk føderal lovgivning er det bare tannleger og tannteknikere som kan bestille dette medisinske utstyret.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Kan steriliseres ved den angitte temperaturen	ISO 21531 / 20
	Opprettingsposisjon forpakning	ISO 780 / 13
	Tillatt stablelast	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages