


























Objašnjenje simbola

Simbol	Naziv/opis simbola	Izvor simbola ^[1] / referentni broj
	Proizvođač	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici/Europskoj uniji	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Datum proizvodnje	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Rok trajanja	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Šifra serije	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Kataloški broj	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Serijski broj	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Uvoznik	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Distributer	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Lomljivo, pažljivo rukovati	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Držati dalje od sunčeve svjetlosti	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Čuvati suhim	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Ograničenje temperature	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Nemojte ponovno upotrijebiti	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Pogledajte upute za uporabu ili digitalnu verziju uputa	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Oprez	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Sadrži nanomaterijale	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Medicinski proizvod	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Jedinstveni identifikator proizvoda (UDI)	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	HIBC kod	HIBCC (Vijeće za poslovne komunikacije zdravstvene industrije)
	Oznaka CE izjava je proizvođača da proizvod ispunjava zahtjeve mjerodavnog zakonodavstva EZ-a. Kada je primjenjivo: Identifikacijski broj prijavljenog tijela mora biti naveden nakon ovog simbola.	MDR (EU) 2017/745
	Označava da je potrebno odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO).	Direktiva 2012/19/EU
Rx ONLY	Američkim saveznim zakonom ograničava se prodaja ovog uređaja od strane ili po nalogu stomatologa.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Može se sterilizirati u parnom sterilizatoru (autoklavu) pri navedenoj temperaturi	ISO 21531 / 20
	Ova strana gore	ISO 780 / 13
	Ograničenje opterećenja po masi kod naslagivanja	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages