


























Simbolių paaiškinimas

Simbolis	Simbolio pavadinimas/aprašas	Simbolio šaltinis ^[1] / nuorodos numeris
	Gamintojas	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje/Europos Sąjungoje	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Pagaminimo data	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Naudoti iki	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Partijos kodas	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Katalogo numeris	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Serijos numeris	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Importuotojas	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Platintojas	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Trapu, elgtis atsargiai	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Laikyti atokiau nuo saulės spindulių	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Laikyti sausoje vietoje	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Temperatūros apribojimas	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Pakartotinai nenaudoti	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Žr. naudojimo instrukciją arba elektroninę naudojimo instrukciją	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Dėmesio	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Sudėtyje yra nanomedžiagų	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Medicinos prietaisas	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Unikalus prietaiso identifikatorius	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Sveikatos pramonės brūkšninis kodas	Health Industry Business Communications Council (Sveikatos pramonės verslo ryšių taryba)
	CE ženklas yra gamintojo patvirtinimas, kad produktas atitinka taikomus EB teisės aktų reikalavimus. Kur taikytina: Po šio simbolio turi eiti notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris.	MDR (EU) 2017/745
	Rodo, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas (EEĶA) reikia rinkti atskirai.	Direktyva 2012/19/EU
Rx ONLY	Šiuo prietaisu pagal JAV federalinį įstatymą leidžiama prekiauti tik odontologams arba jų nurodymu.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Galima sterilizuoti garų sterilizatoriuje (autoklave), nurodytoje temperatūroje	ISO 21531 / 20
	Šita puse į viršų	ISO 780 / 13
	Krovimo vienas ant kito apribojimas pagal svorį	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

