


























Razlaga simbolov

Simbol	Pomen/opis simbola	Vir ⁽¹⁾ /referenčna številka simbola
	Proizvajalec	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti/Evropski uniji	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Datum proizvodnje	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Rok uporabe	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Koda serije	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Kataloška številka	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Serijska številka	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Uvoznik	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Uvoznik	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Krhko, rokujte previdno	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Zaščitite pred sončno svetlobo	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Hranite na suhem	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Omejitev temperature	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Ne uporabite ponovno/samo za enkratno uporabo	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Glejte navodila za uporabo ali elektronska navodila za uporabo	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Previdnostno obvestilo	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Vsebuje nano materiale	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Medicinski pripomoček	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Edinstveni identifikator pripomočka (Edinstvena identifikacija naprave)	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Health Industry Bar Code (črtna koda zdravstvene industrije)	Health Industry Business Communications Council (Svet zdravstvene industrije za poslovno komuniciranje)
	Oznaka CE je proizvajalčeva izjava, da izdelek izpolnjuje zahteve veljavne zakonodaje ES. Kjer je ustrezno: temu simbolu sledi identifikacijska številka priglašene organa.	MDR (EU) 2017/745
	Zahteva se označba za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).	Direktiva 2012/19/EU
Rx ONLY	Zvezni zakon ZDA omejuje prodajo tega pripomočka po naročilu zobozdravnika.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Možna sterilizacija v parnem sterilizatorju (avtoklavu) pri določeni temperaturi.	ISO 21531 / 20
	Ta stran gor	ISO 780 / 13
	Zlaganje omejeno z maso	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

CE 0123



Manufacturer:
CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
8152 Glattpark (Opfikon) / Switzerland
www.candulor.com

Date information prepared: 2023-01