


























## Sümbolite seletus

Sümbol	Sümboli nimetus/kirjeldus	Sümboli allikas <sup>[1]</sup> / viitenumber
	Tootja	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Tootmiskuupäev	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Kasutada enne	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Partii kood	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Katalooginumber	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Seerianumber	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Importija	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Levitaja	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Kergesti purunev, käsitseda ettevaatlikult	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Hoida otsese valguse eest	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Hoida kuivana	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Piirtemperatuur	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Mitte korduskasutada	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Vaadake kasutusjuhendit või elektroonilist kasutusjuhendit	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Ettevaatust!	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Sisaldab nanomaterjale	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Meditsiiniseade	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Kordumatu seadme identifikaator	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Tervishoiutööstuse vöötkood	Health Industry Business Communications Council (Tervishoiutööstuse ärikommunikatsiooni nõukogu)
	CE-märkis on tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab asjakohasele EÜ seadusele. Kui rakendub: Teavitatud asutuse ID-number järgneb sellele sümbolile	MDR (EU) 2017/745
	Märkimaks elektri- ja elektroonikaseadmete kohustuslikku eraldi jäätmekogumissüsteemi	Direktiiv 2012/19/EU
<b>Rx ONLY</b>	USA föderaalsete piirangute kohaselt tohib seda seadet müüa ainult hambaarst või tema korraldusel	21 CFR 801.109(b) (1)
	Steriliseeritav aursterilisaatoris (autoklaavis) määratud temperatuuril	ISO 21531 / 20
	See pool üles	ISO 780 / 13
	Massi alusel virnastuse piir	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

CE 0123



Manufacturer:  
CANDULOR AG  
Boulevard Lilienthal 8  
8152 Glattpark (Opfikon) / Switzerland  
www.candulor.com

Date information prepared: 2023-01