















Symbolien selitykset

Symboli	Symbolin nimi/Kuvaus	Symbolin lähde ^[1] / Viitenumero
	Valmistaja	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä/Euroopan unionissa	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Valmistuspäivämäärä	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Viimeinen käyttöpäivä	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Eräkoodi	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Tuotenumero	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Sarjanumero	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Maahantuoja	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Jakelija	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Hauras, käsittele varoen	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Suojattava auringonpaisteelta	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Pidettävä kuivana	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Lämpötilaraja	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Ei saa käyttää uudelleen	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Tutustu käyttöohjeisiin tai tutustu sähköisiin käyttöohjeisiin	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Huomio	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Sisältää nanomateriaaleja	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Lääkintälaitte	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Yksilöllinen laitetunniste	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Terveydenhoitoalan viivakoodi	Health Industry Business Communications Council (Terveydenhoitoalan yritysviestinnän neuvosto)
	CE-merkki on valmistajan osoitus siitä, että tuote on soveltuvan EYlainsäädännön vaatimusten mukainen. Soveltuvien osien: Tämän symbolin perässä on oltava hyväksyntälaitoksen tunnusnumero.	MDR (EU) 2017/745
	Osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräys on tarpeen.	Direktiivi 2012/19/EU
Rx ONLY	Yhdysvaltain liittovaltiolain mukaan tämän tuotteen myyntioikeus on rajoitettu hammashoidon ammattilaiselle tai tällaisen henkilön tilauksesta.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Steriloitavissa höyrysterilointilaitteessa (autoklaavissa) määritellyssä lämpötilassa	ISO 21531 / 20
	Tämä puoli ylös	ISO 780 / 13
	Pinoamisraja massan mukaan	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

