


























Vysvětlení symbolů

Symbol	Název/Popis symbolu	Zdroj symbolu ^[1] / Referenční číslo
	Výrobce	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Autorizovaný zástupce v Evropském společenství/Evropské unii	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Datum výroby	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Datum expirace	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Číslo šarže	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Katalogové číslo	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Sériové číslo	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Dovozce	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Distributor	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Křehké, manipulujte s opatrností	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Uchovávejte mimo dosah slunečního záření	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Uchovávejte v suchu	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Teplotní limit	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Nepoužívejte opakovaně	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Přečtěte si návod k použití anebo přečtěte si elektronický návod k použití	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Upozornění	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Obsahuje nanomateriály	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Zdravotnický prostředek	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Jedinečný identifikátor prostředku	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Čárový kód pro zdravotnictví	Health Industry Business Communications Council (Rada pro obchodní komunikaci ve zdravotnictví)
	Označení CE je prohlášením výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných právních předpisů ES. V relevantních situacích: Za tímto symbolem následuje identifikační číslo oznámeného subjektu.	MDR (EU) 2017/745
	Označení, že je vyžadován oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).	Směrnice 2012/19/EU
Rx ONLY	Federální zákony v USA omezují prodej tohoto produktu na stomatologa nebo dle jeho objednávky.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Lze sterilizovat v parním sterilizátoru (autoklávu) při stanovené teplotě	ISO 21531 / 20
	Tímto směrem nahoru	ISO 780 / 13
	Limit stohování podle hmotnosti	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

CE 0123



Manufacturer:
CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
8152 Glattpark (Opfikon) / Switzerland
www.candulor.com

Date information prepared: 2023-01