


























## Vysvetlivky k symbolom

Symbol	Názov/opis symbolu	Zdroj <sup>[1]</sup> /referenčné číslo symbolu
	Výrobca	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve/Európskej únii	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Dátum výroby	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Dátum spotreby	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Číslo šarže	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Katalógové číslo	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Sériové číslo	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Importér	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Distribútor	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Krehké, zaobchádzať opatrne	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Uchovávajúce mimo slnečného svetla	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Skladujte v suchu	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Teplotné obmedzenie	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Nepoužívajte opakovane	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Pozrite návod na použitie alebo návod na použitie v elektronickej forme	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Upozornenie	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Obsahuje nanomateriály	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Zdravotnícka pomôcka	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Jedinečný identifikátor pomôcky	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Čiarový kód pre zdravotníctvo	Health Industry Business Communications Council [Rada pre obchodnú komunikáciu zdravotníckeho priemyslu (HIBCC)]
	CE označenie je vyhlásením výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušnej legislatívy EK. Tam, kde sa to vzťahuje: za týmto symbolom musí nasledovať identifikačné číslo notifikačného orgánu.	MDR (EU) 2017/745
	Označenie, že sa vyžaduje separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).	Smernica 2012/19/EU
<b>Rx ONLY</b>	Federálny zákon USA obmedzuje predaj tejto pomôcky iba prostredníctvom alebo na objednávku zubného lekára.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Sterilizovateľné v parnom sterilizátore (autokláve) pri špecifikovanej teplote	ISO 21531 / 20
	Týmto smerom nahor	ISO 780 / 13
	Hmotnostný limit pre stohovanie	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

