






















Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Szimbólum jelentése/leírása	Szimbólum forrása ^[1] / referenciaszáma
	Gyártó	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Felhatalmazott képviselő az Európai Közösségben/Európai Unióban	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Gyártás dátuma	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Lejárat dátum	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Tételszám	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Katalógusszám	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Sorozatszám	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Importőr	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Forgalmazó	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Törékeny, óvatosan kezelje!	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Ne tegye ki közvetlen napfénynek!	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Tartsa szárazon!	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Hőmérséklet korlát	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Ne használja fel újra!	ISO 15223 – 1 / 5.4.2

	Olvassa el a használati útmutatót vagy nézze meg az elektronikus használati útmutatót!	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Figyelmeztetés	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Nanoanyagokat tartalmaz	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Orvostechnikai eszköz	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Egyedi készülékazonosító	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Egészségügyi vonalkód	Health Industry Business Communications Council (Egészségügyi Ipari Üzleti Kommunikációs Tanács)
	A CE jelöléssel ellátott termékek a gyártó nyilatkozata szerint megfelelnek az EU-szabályoknak. Ahol alkalmazandó, ott a szimbólum után fel kell tüntetni a tájékoztatott szerv azonosítószámát.	MDR (EU) 2017/745
	Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEEEE) külön kell gyűjteni.	2012/19/EU irányelv
Rx ONLY	Az Egyesült Államok szövetségi törvényeinek korlátozásai szerint az eszköz csak fogorvos rendelésére forgalmazható.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Gőzsterilizálóban (autoklávban) fertőtleníthető, a megadott hőmérsékleten	ISO 21531 / 20
	Erre felfelé	ISO 780 / 13
	Megengedett egymásra rakási súly	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages