















Επεξήγηση συμβόλων

Σύμβολο	Τίτλος/Περιγραφή συμβόλου	Πηγή συμβόλου ^[1] / Αριθμός αναφοράς
	Κατασκευαστής	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Ημερομηνία κατασκευής	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Ημερομηνία λήξης	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Κωδικός παρτίδας	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Αριθμός καταλόγου	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Σειριακός αριθμός	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Εισαγωγέας	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Διανομέας	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Φυλάσσετε μακριά από το ηλιακό φως	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Διατηρείτε στεγνό	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Όριο θερμοκρασίας	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Μην επαναχρησιμοποιείτε	ISO 15223 – 1 / 5.4.2

	Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης σε χάρτινη ή ηλεκτρονική μορφή	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Προσοχή	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Περιέχει νανοϋλικά	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Ραβδωτός κώδικας του κλάδου της υγείας	Health Industry Business Communications Council (Συμβούλιο επιχειρηματικής επικοινωνίας για τον κλάδο της υγείας)
	Η σήμανση CE είναι η δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ΕΚ. Όπου εφαρμόζεται: Ο αριθμός αναγνώρισης του διακοινωμένου φορέα πρέπει να ακολουθεί αυτό το σύμβολο.	MDR (EU) 2017/745
	Απαιτήση ξεχωριστής συλλογής των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).	Οδηγία 2012/19/EU
Rx ONLY	Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής από οδοντιατρικούς επαγγελματίες ή κατόπιν εντολής τους.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Με δυνατότητα αποστείρωσης σε κλίβανο αποστείρωσης ατμού (αυτόκαυστο) στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία	ISO 21531 / 20
	Φορά σύμφωνα με την ένδειξη (προς τα πάνω)	ISO 780 / 13
	Όριο στοίβαξης ανά μάζα	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

CE 0123



Manufacturer:
CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
8152 Glattpark (Opfikon) / Switzerland
www.candulor.com

Date information prepared: 2023-01