






Обяснение на използваните символи

Символ	Наименование/описание на символа	Източник ^[1] /референтен номер на символа
	Производител	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Упълномощен представител в Европейската общност/Европейския съюз	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Дата на производство	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Да се използва до	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Партиден код	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Каталожен номер	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Сериен номер	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Вносител	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Дистрибутор	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Чупливо, да се пренася с повишено внимание	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Да се пази от слънчева светлина	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Да се пази сухо	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Температурна граница	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Да не се използва повторно	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Вижте инструкциите за употреба или електронните инструкции за употреба	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Внимание	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Съдържа нано материали	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Медицинско изделие	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Уникален идентификатор на изделието	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Баркод на здравния сектор	Съвет за бизнес комуникации в здравния сектор (HIBCC)
	СЕ маркировката е декларацията на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимото законодателство на ЕК. Където е приложимо: Идентификационният номер на нотифицирания орган ще следва този символ.	MDR (EU) 2017/745
	Показва, че се изисква разделно събиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).	Директива 2012/19/EU
Rx ONLY	Федералното законодателство на САЩ ограничава продажбата на това изделие до продажба от или по поръчка на дентален лекар.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Стерилизира се в парен стерилизатор (автоклав) на посочената температура	ISO 21531 / 20
	С тази страна нагоре	ISO 780 / 13
	Ограничение за подреждане по маса	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

