



Explicação dos símbolos

Símbolo	Símbolo Título/Descrição	Símbolo Fonte ^[1] / Número de referência
	Fabricante	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Data de fabricação	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Data de validade	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Código do lote	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Código do lote	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Número de serie	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Importador	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Distribuidor	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Frágil, manusear com cuidado	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Armazenar ao abrigo da luz solar	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Manter seco	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Limite de temperatura	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Não reutilizar	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Consulte as instruções de uso ou consulte as instruções eletrônicas de uso	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Cuidado	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Contém nanomateriais	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Dispositivo médico	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Identificador único do dispositivo	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Código de barras da indústria de saúde	Health Industry Business Communications Council (Conselho de comunicação de negócios da indústria de saúde)
	A marcação CE é a declaração do fabricante de que o produto atende aos requisitos da legislação CE aplicável Quando aplicável: O número de identificação do órgão certificador deve ser colocado após este símbolo.	MDR (EU) 2017/745
	Para indicar que é necessária a coleta separada de resíduo eletrônico e equipamento eletrônico (WEEE).	Diretiva 2012/19/EU
Rx ONLY	Leis federais americanas restringem a venda ou a encomenda deste dispositivo exclusivamente a profissionais de odontologia.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Esterilizável em um esterilizador a vapor (autoclave) na temperatura especificada	ISO 21531 / 20
	Este lado para cima	ISO 780 / 13
	Limite de empilhamento por peso	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

CE 0123



Manufacturer:
CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
8152 Glattpark (Opfikon) / Switzerland
www.candulor.com